

小型 CO₂ インキュベーター

低酸素培養用 CO₂/マルチガスインキュベーター



■ 特長

容量
50 l

CO₂ / O₂
IR
センサー

HEPA
フィルター

カラ-LCD
タッチパネル

プリンター
標準

USB
ポート

■ 仕様

Model	IR-500	IR-520
Temp. Control	Direct Heating, CO ₂	Direct Heating, CO ₂ - O ₂
Temp. Range	Ambient +5°C to 50°C (±0.1°C at 37°C)	
CO ₂ / O ₂ Range	CO ₂ : 0~20% (±0.1°C at 5%)	CO ₂ , O ₂ (0 ~ 99.9%)
CO ₂ Control	IR Sensor Type	CO ₂ /O ₂ : IR/Galvanic Sensor
Humidity Display	0~99% Non-Condensing	
内寸法(WxDxH)	355 x 370 x 385mm	
外寸法(WxDxH)	440 x 490 x 610mm	
Alarm	User Selectable levels	
棚数(枚)	標準2 (最大 23)	
電源	100VAC, 1.2A 50/60Hz	
重量	43 kg	

OPTIMA INC. www.optima-japan.jp

OPTIMA USA, INC.

T (03) 5375-2351 F (03) 5375-2360 E optima@optima-japan.jp

T (1)847-758-8834 F (1)847-758-8836 E optimaus@optimajp.com